

検体 NO	検体採取 日時	検査 担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			院長	副院長	事務長	透析液安全 管理責任者
			採取装置	No	透析器	検体量 (mL)	測定値 (CFU)	換算値 (CFU/ mL)	規格値 (CFU/ mL)	判定日	判定	測定値 (EU/ mL)	規格値 (EU/ mL)	判定	コメント			
1	2012/4/23	西村	DCG-03	35	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/4/30	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
2	2012/4/23	西村	DCG-03	36	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/4/30	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
3	2012/4/23	西村	DCG-03	37	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/4/30	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
4	2012/4/23	西村	DCG-03	38	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/4/30	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2012/4/23	西村	DCG-03	39	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/4/30	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
6	2012/4/23	西村	DBG-03	40	前	50	測定 不可	測定 不可	<0.1	2012/4/30	×	0.025	<0.05	○	個人用コンソール 熱水消毒予定 5/22			
7	2012/4/23	西村	DBB-27	1	前	50	219	4.38	<0.1	2012/4/30	×	0.011	<0.05	○	個人用コンソール 熱水消毒予定 5/22			
8	2012/4/23	西村	DCG-03	2	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/4/30	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
9	2012/4/23	西村	DCS-27	3	前	50	0	0	<0.1	2012/4/30	○	検出感度 以下	<0.05	○				
10	2012/4/23	西村	DCS-27	4	前	50	0	0	<0.1	2012/4/30	○	検出感度 以下	<0.05	○				
11	2012/4/23	西村	MIZ			50	0	0	<0.1	2012/4/30	○	検出感度 以下	<0.05	○				
12	2012/4/23	西村	DAB-E			50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/4/30	○	検出感度 以下	<0.001	○				

検体		透析液清浄化管理											院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者		
NO	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			印	印	印	印
			採取装置	No	透析器	検体量 (mL)	測定値 (CFU)	換算値 (CFU/mL)	規格値 (CFU/mL)	判定日	判定	測定値 (EU/mL)	規格値 (EU/mL)	判定	コメント			
1	5月9日	茂木	DCG-03	14	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	5月16日	○	検出感度以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
2	5月9日	茂木	DCG-03	29	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	5月16日	○	検出感度以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
3	5月14日	茂木	DCG-03	2	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	5月21日	○	検出感度以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
4	5月14日	茂木	DCG-03	37	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	5月21日	○	検出感度以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
5	5月14日	茂木	DCG-03	38	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	5月21日	○	検出感度以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
6	5月14日	茂木	DCG-03	39	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	5月21日	○	検出感度以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
7	5月14日	茂木	DCG-03	40	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	5月21日	○	検出感度以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
8	5月14日	茂木	DCG-03	41	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	5月21日	○	検出感度以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
9	5月21日	西村	DCG-03	14	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	5月28日	○	検出感度以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
10	5月21日	西村	DCG-03	29	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	5月28日	○	検出感度以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
11	5月28日	茂木	DCS-27	5	前	50	0	0	<0.1	6月5日	○	<0.006	<0.05	○				
12	5月28日	茂木	DCS-27	6	前	50	0	0	<0.1	6月5日	○	<0.006	<0.05	○				
13	5月28日	茂木	DCS-27	7	前	50	0	0	<0.1	6月5日	○	<0.006	<0.05	○				
14	5月28日	茂木	MIZ			50	0	0	<0.1	6月5日	○	<0.006	<0.05	○				
15	5月28日	茂木	DAB-E			50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	6月5日	○	検出感度以下	<0.001	○				

検体 NO	検体採取 日時	検査 担当者	検体採取場所			細菌数					ET値			院長	副院長	事務長	透析液安全 管理責任者	
			採取装置	No	透析器	検体量 (mL)	測定値 (CFU)	換算値 (CFU/ mL)	規格値 (CFU/ mL)	判定日	判定	測定値 (EU/ mL)	規格値 (EU/ mL)	判定	コメント			
1	2012/ 6/12	西村	DCG-03	2	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/ 6/19	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
2	2012/ 6/12	西村	DCG-03	14	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/ 6/19	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
3	2012/ 6/12	西村	DCG-03	29	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/ 6/19	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
4	2012/ 6/12	西村	DCG-03	37	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/ 6/19	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2012/ 6/12	西村	DCG-03	38	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/ 6/19	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
6	2012/ 6/12	西村	DCG-03	39	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/ 6/19	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
7	2012/ 6/12	西村	DCG-03	40	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/ 6/19	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
8	2012/ 6/12	西村	DCG-03	41	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/ 6/19	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
9	2012/ 6/26	西村	DCS-27	8	前	50	0	0	<0.1	2012/ 7/03	○	<0.006	<0.05	○				
10	2012/ 6/26	西村	DCS-27	9	前	50	0	0	<0.1	2012/ 7/03	○	<0.006	<0.05	○				
11	2012/ 6/26	西村	DCS-27	10	前	50	0	0	<0.1	2012/ 7/03	○	<0.006	<0.05	○				
12	2012/ 6/26	西村	DCS-27	11	前	50	0	0	<0.1	2012/ 7/03	○	<0.006	<0.05	○				
13	2012/ 6/26	西村	DCG-03	14	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/ 7/03	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
14	2012/ 6/26	西村	DCG-03	29	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/ 7/03	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
15	2012/ 6/26	西村	MIZ			50	0	0	<0.1	2012/ 7/03	○	<0.006	<0.05	○				
16	2012/ 6/26	西村	DAB-E			50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/ 7/03	○	検出感度 以下	<0.001	○				

検体 NO	透析液清浄化管理											院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者			
	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			印	印	印	印
			採取装置	No	透析器	検体量 (mL)	測定値 (CFU)	換算値 (CFU/ mL)	規格値 (CFU/ mL)	判定日	判定	測定値 (EU/ mL)	規格値 (EU/ mL)	判定	コメント			
1	2012/7/16	茂木	DCG-03	2	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/7/24	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
2	2012/7/16	茂木	DCG-03	14	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/7/24	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
3	2012/7/16	茂木	DCG-03	29	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/7/24	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
4	2012/7/16	茂木	DCG-03	37	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/7/24	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2012/7/16	茂木	DCG-03	38	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/7/24	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
6	2012/7/16	茂木	DCG-03	39	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/7/24	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
7	2012/7/16	茂木	DCG-03	40	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/7/24	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
8	2012/7/16	茂木	DCG-03	41	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/7/24	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
9	2012/7/30	茂木	DCS-27	12	前	50	0	0	<0.1	2012/8/7	○	<0.007	<0.05	○				
10	2012/7/30	茂木	DCS-27	13	前	50	0	0	<0.1	2012/8/7	○	<0.007	<0.05	○				
11	2012/7/30	茂木	DCS-27	15	前	50	0	0	<0.1	2012/8/7	○	<0.007	<0.05	○				
12	2012/7/30	茂木	DCS-27	16	前	50	0	0	<0.1	2012/8/7	○	<0.007	<0.05	○				
13	2012/7/30	茂木	MIZ		前	50	0	0	<0.1	2012/8/7	○	<0.007	<0.05	○				
14	2012/7/30	茂木	DAB-E		前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/8/7	○	検出感度 以下	<0.001	○				

検体 NO	透析液清浄化管理														院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者
	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			印	印	印	印
			採取装置	No	透析器	検体量 (mL)	測定値 (CFU)	換算値 (CFU/ mL)	規格値 (CFU/ mL)	判定日	判定	測定値 (EU/ mL)	規格値 (EU/ mL)	判定	コメント			
1	8月14日	西村	DCG-03	2	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/ 8/21	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
2	8月14日	西村	DCG-03	14	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/ 8/21	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
3	8月14日	西村	DCG-03	29	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/ 8/21	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
4	8月14日	西村	DCG-03	37	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/ 8/21	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
5	8月14日	西村	DCG-03	38	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/ 8/21	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
6	8月14日	西村	DCG-03	39	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/ 8/21	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
7	8月14日	西村	DCG-03	40	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/ 8/21	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
8	8月14日	西村	DCG-03	41	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/ 8/21	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
9	8月28日	西村	DCS-27	17	前	50	0	0	<0.1	2012/ 8/28	○	<0.007	<0.05	○				
10	8月28日	西村	DCS-27	18	前	50	0	0	<0.1	2012/ 8/28	○	<0.007	<0.05	○				
11	8月28日	西村	DCS-27	19	前	50	0	0	<0.1	2012/ 8/28	○	<0.007	<0.05	○				
12	8月28日	西村	DCS-27	20	前	50	0	0	<0.1	2012/ 8/28	○	<0.007	<0.05	○				
13	8月28日	西村	MIZ		前	50	0	0	<0.1	2012/ 8/28	○	<0.007	<0.05	○				
14	8月28日	西村	DAB-E		前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/ 8/28	○	検出感度 以下	<0.001	○				

検体 NO	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者
			採取装置	No	透析器	検体量 (mL)	測定値 (CFU)	換算値 (CFU/ mL)	規格値 (CFU/ mL)	判定日	判定	測定値 (EU/ mL)	規格値 (EU/ mL)	判定	コメント			
1	2012/9/17	茂木	DCG-03	2	前	50	0	s	<10 <sup>-6</sup>	2012/9/26	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
2	2012/9/17	茂木	DCG-03	14	前	50	1	0.02	<10 <sup>-6</sup>	2012/9/26	×	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
3	2012/9/17	茂木	DCG-03	29	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/9/26	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
4	2012/9/17	茂木	DCG-03	37	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/9/26	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2012/9/17	茂木	DCG-03	38	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/9/26	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
6	2012/9/17	茂木	DCG-03	39	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/9/26	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
7	2012/9/17	茂木	DCG-03	40	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/9/26	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
8	2012/9/17	茂木	DCG-03	41	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/9/26	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
9	2012/9/24	茂木	DCS-27	21	前	50	0	0	<0.1	2012/10/3	○	0.007	<0.05	○				
10	2012/9/24	茂木	DCS-27	22	前	50	0	0	<0.1	2012/10/3	○	0.007	<0.05	○				
11	2012/9/24	茂木	DCS-27	23	前	50	0	0	<0.1	2012/10/3	○	0.007	<0.05	○				
12	2012/9/24	茂木	MIZ		前	50	0	0	<0.1	2012/10/3	○	0.007	<0.05	○				
13	2012/9/24	茂木	DAB-E		前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/10/3	○	検出感度 以下	<0.001	○				
14	2012/9/25	茂木	DBB-27	1	前	50	0	0	<0.1	2012/10/3	○	0.007	<0.05	○				
15	2012/9/25	茂木	DBG-03	42	前	50	2	0.04	<0.1	2012/10/3	○	0.007	<0.05	○				
16	2012/9/26	茂木	DCG-03	14	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/10/3	○				On Line HDF 機種 再検			

透析液清浄化管理													院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者	
検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			印	印	印	印
		採取装置	No	透析器	検体量 (mL)	測定値 (CFU)	換算値 (CFU/mL)	規格値 (CFU/mL)	判定日	判定	測定値 (EU/mL)	規格値 (EU/mL)	判定	コメント			
2012/10/8	西村	DCG-03	2	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/10/15	○	検出感度以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
2012/10/8	西村	DCG-03	14	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/10/15	○	検出感度以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
2012/10/8	西村	DCG-03	29	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/10/15	○	検出感度以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
2012/10/8	西村	DCG-03	37	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/10/15	○	検出感度以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
2012/10/8	西村	DCG-03	38	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/10/15	○	検出感度以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
2012/10/8	西村	DCG-03	39	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/10/15	○	検出感度以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
2012/10/8	西村	DCG-03	40	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/10/15	○	検出感度以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
2012/10/8	西村	DCG-03	41	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/10/15	○	検出感度以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
2012/10/22	西村	DCS-27	24	前	50	0	0	<0.1	2012/10/29	○	<0.006871	<0.05	○				
2012/10/22	西村	DCS-27	25	前	50	0	0	<0.1	2012/10/29	○	<0.006871	<0.05	○				
2012/10/22	西村	DCS-27	26	前	50	0	0	<0.1	2012/10/29	○	<0.006871	<0.05	○				
2012/10/23	西村	MIZ		前	50	0	0	<0.1	2012/10/29	○	<0.006871	<0.05	○				
2012/10/29	西村	DAB-E		前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/10/29	○	検出感度以下	<0.001	○				

検体	透析液清浄化管理													院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者	
NO	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数					ET値			印	印	印	印	
			採取装置	No	透析器	検体量 (mL)	測定値 (CFU)	換算値 (CFU/mL)	規格値 (CFU/mL)	判定日	判定	測定値 (EU/mL)	規格値 (EU/mL)	判定	コメント			
1	2012/11/12	茂木	DCG-03	2	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/11/21	○	検出感度以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
2	2012/11/12	茂木	DCG-03	14	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/11/21	○	検出感度以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
3	2012/11/12	茂木	DCG-03	29	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/11/21	○	検出感度以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
4	2012/11/12	茂木	DCG-03	37	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/11/21	○	検出感度以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2012/11/12	茂木	DCG-03	38	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/11/21	○	検出感度以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
6	2012/11/12	茂木	DCG-03	39	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/11/21	○	検出感度以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
7	2012/11/12	茂木	DCG-03	40	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/11/21	○	検出感度以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
8	2012/11/12	茂木	DCG-03	41	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/11/21	○	検出感度以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
9	2012/11/27	茂木	DCS-27	27	前	50	0	0	<0.1	2012/12/6	○	0.006	<0.05	○				
10	2012/11/27	茂木	DCS-27	28	前	50	0	0	<0.1	2012/12/6	○	0.006	<0.05	○				
11	2012/11/27	茂木	DCS-27	30	前	50	0	0	<0.1	2012/12/6	○	0.006	<0.05	○				
12	2012/11/27	茂木	MIZ		前	50	0	0	<0.1	2012/12/6	○	0.006	<0.05	○				
13	2012/11/27	茂木	DAB-E		前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2012/12/6	○	検出感度以下	<0.001	○				
14	2012/11/27	茂木	DBB-27	1	前	50	0	0	<0.1	2012/12/6	○	0.006	<0.05	○				
15	2012/11/27	茂木	DBG-03	42	前	50	×	×	<0.1	2012/12/6	×	0.006	<0.05	○	12/4(火)熱水処理施行			



検体	透析液清浄化管理													院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者	
NO	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数					ET値			印	印	印	印	
			採取装置	No	透析器	検体量 (mL)	測定値 (CFU)	換算値 (CFU/mL)	規格値 (CFU/mL)	判定日	判定	測定値 (EU/mL)	規格値 (EU/mL)	判定	コメント			
1	2012/12/24	西村	DCG-03	2	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2013/0107	○	検出感度以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
2	2012/12/24	西村	DCG-03	14	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2013/0107	○	検出感度以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
3	2012/12/24	西村	DCG-03	29	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2013/0107	○	検出感度以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
4	2012/12/24	西村	DCG-03	37	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2013/0107	○	検出感度以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2012/12/24	西村	DCG-03	38	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2013/0107	○	検出感度以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
6	2012/12/24	西村	DCG-03	39	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2013/0107	○	検出感度以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
7	2012/12/24	西村	DCG-03	40	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2013/0107	○	検出感度以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
8	2012/12/24	西村	DCG-03	41	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2013/0107	○	検出感度以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
9	2012/12/24	西村	MIZ			50	0	0	<0.1	2013/0107	○	<0.00553	<0.05	○				
10	2012/12/24	西村	DAB-E			50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2013/0107	○	検出感度以下	<0.001	○				

検体	透析液清浄化管理													院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者	
NO	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			印	印	印	印
			採取装置	No	透析器	検体量 (mL)	測定値 (CFU)	換算値 (CFU/mL)	規格値 (CFU/mL)	判定日	判定	測定値 (EU/mL)	規格値 (EU/mL)	判定	コメント			
1	2013/1/28	茂木	DCG-03	2	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2013/2/5	○	検出感度以下	<0.001	○				
2	2013/1/28	茂木	DCG-03	14	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2013/2/5	○	検出感度以下	<0.001	○				
3	2013/1/28	茂木	DCG-03	29	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2013/2/5	○	検出感度以下	<0.001	○				
4	2013/1/28	茂木	DCG-03	37	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2013/2/5	○	検出感度以下	<0.001	○				
5	2013/1/28	茂木	DCG-03	38	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2013/2/5	○	検出感度以下	<0.001	○				
6	2013/1/28	茂木	DCG-03	39	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2013/2/5	○	検出感度以下	<0.001	○				
7	2013/1/28	茂木	DCG-03	40	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2013/2/5	○	検出感度以下	<0.001	○				
8	2013/1/28	茂木	DCG-03	41	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2013/2/5	○	検出感度以下	<0.001	○				
9	2013/1/28	茂木	MIZ		前	50	0	0	<0.1	2013/2/5	○	0.006	<0.05	○				
10	2013/1/28	茂木	DAB-E		前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2013/2/5	○	検出感度以下	<0.001	○				

検体 NO	検体採取 日時	検査 担当者	検体採取場所			細菌数					ET値			院長	副院長	事務長	透析液安全 管理責任者	
			採取装置	No	透析器	検体量 (mL)	測定値 (CFU)	換算値 (CFU/ mL)	規格値 (CFU/ mL)	判定日	判定	測定値 (EU/ mL)	規格値 (EU/ mL)	判定	コメント			
1	2013.2.26	西村	DCG-03	2	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2013.3.06	○	検出感度 以下	<0.001	○				
2	2013.2.26	西村	DCG-03	14	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2013.3.06	○	検出感度 以下	<0.001	○				
3	2013.2.26	西村	DCG-03	29	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2013.3.06	○	検出感度 以下	<0.001	○				
4	2013.2.26	西村	DCG-03	37	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2013.3.06	○	検出感度 以下	<0.001	○				
5	2013.2.26	西村	DCG-03	38	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2013.3.06	○	検出感度 以下	<0.001	○				
6	2013.2.26	西村	DCG-03	39	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2013.3.06	○	検出感度 以下	<0.001	○				
7	2013.2.26	西村	DCG-03	40	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2013.3.06	○	検出感度 以下	<0.001	○				
8	2013.2.26	西村	DCG-03	41	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2013.3.06	○	検出感度 以下	<0.001	○				
9	2013.2.25	西村	DCS-27	31	前	50	0	0	<0.1	2013.3.06	○	検出感度 以下	<0.05	○				
10	2013.2.25	西村	DCS-27	32	前	50	0	0	<0.1	2013.3.06	○	検出感度 以下	<0.05	○				
11	2013.2.25	西村	DCS-27	33	前	50	0	0	<0.1	2013.3.06	○	検出感度 以下	<0.05	○				
12	2013.2.25	西村	MIZ			50	0	0	<0.1	2013.3.06	○	検出感度 以下	<0.05	○				
13	2013.2.25	西村	DAB-E			50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2013.3.06	○	検出感度 以下	<0.001	○				

検体 NO	検体採取 日時	検査 担当者	検体採取場所			細菌数					ET値			院長	副院長	事務長	透析液安全 管理責任者	
			採取装置	No	透析器	検体量 (mL)	測定値 (CFU)	換算値 (CFU/ mL)	規格値 (CFU/ mL)	判定日	判定	測定値 (EU/ mL)	規格値 (EU/ mL)	判定	コメント			
1	2013/3/24	茂木	DCG-03	2	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2013/4/9	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
2	2013/3/24	茂木	DCG-03	14	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2013/4/9	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
3	2013/3/24	茂木	DCG-03	29	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2013/4/9	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
4	2013/3/24	茂木	DCG-03	37	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2013/4/9	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2013/3/24	茂木	DCG-03	38	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2013/4/9	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
6	2013/3/24	茂木	DCG-03	39	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2013/4/9	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
7	2013/3/24	茂木	DCG-03	40	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2013/4/9	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
8	2013/3/24	茂木	DCG-03	41	前	50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2013/4/9	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
9	2013/3/25	茂木	DCS-27	34	前	50	0	0	<0.1	2013/4/9	○	検出感度 以下	<0.05	○				
10	2013/3/25	茂木	DCS-27	35	前	50	0	0	<0.1	2013/4/9	○	検出感度 以下	<0.05	○				
11	2013/3/25	茂木	DCS-27	36	前	50	0	0	<0.1	2013/4/9	○	検出感度 以下	<0.05	○				
12	2013/3/25	茂木	MIZ			50	1	0.02	<0.1	2013/4/9	○	0.008	<0.05	○				
13	2013/3/25	茂木	DAB-E			50	0	0	<10 <sup>-6</sup>	2013/4/9	○	検出感度 以下	<0.001	○				
14	2013/3/25	茂木	DBB-27	1	前	50	34	0.68	<0.1	2013/4/9	×	0.008	<0.05	○	熱水処理施行予定			
15	2013/3/25	茂木	DBG-03	42	前	50	19	0.38	<0.1	2013/4/9	×	0.008	<0.05	○	熱水処理施行予定			