

検体 NO	透析液清浄化管理											院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者			
	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			印	印	印	印
			採取装置	No	透析器	検体量 (mL)	測定値 (CFU)	換算値 (CFU/ mL)	規格値 (CFU/ mL)	判定日	判定	測定値 (EU/ mL)	規格値 (EU/ mL)	判定	コメント			
1	2013/4/22	西村	DCG-03	1	前	50	×	×	<0.1	2013/4/22	×	0.012						
2	2013/4/22	西村	DCG-03	2	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/4/22	○							
3	2013/4/22	西村	DCG-03	3	前	50	0	0	<0.1	2013/4/22	○							
4	2013/4/22	西村	DCG-03	4	前	50	0	0	<0.1	2013/4/22	○							
5	2013/4/22	西村	DCG-03	14	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/4/22	○							
6	2013/4/22	西村	DCG-03	29	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/4/22	○							
7	2013/4/22	西村	DCG-03	37	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/4/22	○							
8	2013/4/22	西村	DCG-03	38	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/4/22	○							
9	2013/4/22	西村	DBB-27	39	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/4/22	○							
10	2013/4/22	西村	DCS-27	40	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/4/22	○							
11	2013/4/22	西村	DCS-27	41	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/4/22	○							
12	2013/4/22	西村	MIZ		前	50	1	0.02	<0.1	2013/4/22	○							
13	2013/4/22	西村	DAB-E		前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/4/22	○							

検体 NO	検体採取 日時	検査 担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			院長	副院長	事務長	透析液安全 管理責任者
			採取装置	No	透析器	検体量 (mL)	測定値 (CFU)	換算値 (CFU/ mL)	規格値 (CFU/ mL)	判定日	判定	測定値 (EU/ mL)	規格値 (EU/ mL)	判定	コメント			
1	2013/5/20	茂木	DCG-03	2	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/5/28	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
2	2013/5/20	茂木	DCG-03	14	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/5/28	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
3	2013/5/20	茂木	DCG-03	29	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/5/28	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
4	2013/5/20	茂木	DCG-03	37	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/5/28	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2013/5/20	茂木	DCG-03	38	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/5/28	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
6	2013/5/20	茂木	DCG-03	39	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/5/28	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
7	2013/5/20	茂木	DCG-03	40	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/5/28	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
8	2013/5/20	茂木	DCG-03	41	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/5/28	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
9	2013/5/27	茂木	DCS-27	5	前	50	0	0	<0.1	2013/6/5	○	0.005	<0.05	○				
10	2013/5/27	茂木	DCS-27	6	前	50	0	0	<0.1	2013/6/5	○	0.005	<0.05	○				
11	2013/5/27	茂木	DCS-27	7	前	50	0	0	<0.1	2013/6/5	○	0.005	<0.05	○				
12	2013/5/27	茂木	MIZ			50	1	0.02	<0.1	2013/6/5	○	0.005	<0.05	○				
13	2013/5/27	茂木	DAB-E			50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/6/5	○	検出感度 以下	<0.001	○				

検体 NO	検体採取 日時	検査 担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			院長	副院長	事務長	透析液安全 管理責任者
			採取装置	No	透析器	検体量 (mL)	測定値 (CFU)	換算値 (CFU/ mL)	規格値 (CFU/ mL)	判定日	判定	測定値 (EU/ mL)	規格値 (EU/ mL)	判定	コメント			
1	2013/6/25	井上	DCG-03	2	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/7/4	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
2	2013/6/25	井上	DCG-03	14	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/7/4	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
3	2013/6/25	井上	DCG-03	29	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/7/4	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
4	2013/6/25	井上	DCG-03	37	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/7/4	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2013/6/25	井上	DCG-03	38	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/7/4	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
6	2013/6/25	井上	DCG-03	39	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/7/4	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
7	2013/6/25	井上	DCG-03	40	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/7/4	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
8	2013/6/25	井上	DCG-03	41	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/7/4	○	検出感度 以下	<0.001	○	On Line HDF 機種			
9	2013/6/25	井上	DCS-27	8	前	50	0	0	<0.1	2013/7/4	○	0.005	<0.05	○				
10	2013/6/25	井上	DCS-27	9	前	50	0	0	<0.1	2013/7/4	○	0.005	<0.05	○				
11	2013/6/25	井上	DCS-27	10	前	50	0	0	<0.1	2013/7/4	○	0.005	<0.05	○				
12	2013/6/25	井上	MIZ			50	0	0	<0.1	2013/7/4	○	0.005	<0.05	○				
13	2013/6/25	井上	DAB-E			50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/7/4	○	検出感度 以下	<0.001	○				

検体		透析液清浄化管理											院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者		
NO	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			印	印	印	印
			採取装置	No	透析器	検体量 (mL)	測定値 (CFU)	換算値 (CFU/mL)	規格値 (CFU/mL)	判定日	判定	測定値 (EU/mL)	規格値 (EU/mL)	判定	コメント			
1	20013/7/23	中嶋	DCG-03	2	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	20013/7/29	○	<0.000481	<0.001	○	On Line HDF 機種			
2	20013/7/23	中嶋	DCG-03	14	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	20013/7/29	○	<0.000481	<0.001	○	On Line HDF 機種			
3	20013/7/23	中嶋	DCG-03	29	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	20013/7/29	○	<0.000481	<0.001	○	On Line HDF 機種			
4	20013/7/23	中嶋	DCG-03	37	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	20013/7/29	○	<0.000481	<0.001	○	On Line HDF 機種			
5	20013/7/23	中嶋	DCG-03	38	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	20013/7/29	○	<0.000481	<0.001	○	On Line HDF 機種			
6	20013/7/23	中嶋	DCG-03	39	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	20013/7/29	×	<0.000481	<0.001	○	生菌検出再検 On Line HDF 機種			
7	20013/7/23	中嶋	DCG-03	40	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	20013/7/29	○	<0.000481	<0.001	○	On Line HDF 機種			
8	20013/7/23	中嶋	DCG-03	41	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	20013/7/29	○	<0.000481	<0.001	○	On Line HDF 機種			
9	20013/7/29	福田	DCS-27	11	前	50	0	0	<0.1	20013/8/5	○	<0.000481	<0.05	○				
10	20013/7/29	福田	DCS-27	12	前	50	0	0	<0.1	20013/8/5	○	<0.000481	<0.05	○				
11	20013/7/29	福田	DCS-27	13	前	50	0	0	<0.1	20013/8/5	○	<0.000481	<0.05	○				
12	20013/7/29	福田	DBB-27	1	前	50	50	1	<0.1	20013/8/5	×	<0.000481	<0.05	○	水性菌(糸状菌)あり 8月1日熱水消毒施行 8月6日再検			
13	20013/7/29	福田	DBG-03	42	前	50	0	0	<0.1	20013/8/5	○	<0.000481	<0.05	○				
14	20013/7/29	福田	MIZ			50	0	0	<0.1	20013/8/5	○	<0.000481	<0.05	○				
15	20013/7/29	福田	DAB-E			50	0	0	<0.1	20013/8/5	○	<0.000481	<0.05	○				
16	20013/7/30	中嶋	DCG-03	39	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	20013/8/6	○				生菌再検 異常なし			
17	20013/8/6	中嶋	DBB-27	1	前	50	4	0.08	<0.1	20013/8/12	○				生菌再検 異常なし			

検体	透析液清浄化管理											院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者			
	NO	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数					ET値			印	印	印	印
採取装置				No	透析器	検体量 (mL)	測定値 (CFU)	換算値 (CFU/ mL)	規格値 (CFU/ mL)	判定日	判定	測定値 (EU/ mL)	規格値 (EU/ mL)	判定	コメント			
1	20013/8/5	福田	DCG-03	2	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	20013/8/12	○	< 0.000481	<0.001	○	On Line HDF 機種			
2	20013/8/5	福田	DCG-03	14	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	20013/8/12	○	< 0.000481	<0.001	○	On Line HDF 機種			
3	20013/8/5	福田	DCG-03	29	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	20013/8/12	○	< 0.000481	<0.001	○	On Line HDF 機種			
4	20013/8/5	福田	DCG-03	37	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	20013/8/12	○	< 0.000481	<0.001	○	On Line HDF 機種			
5	20013/8/5	福田	DCG-03	38	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	20013/8/12	○	< 0.000481	<0.001	○	On Line HDF 機種			
6	20013/8/5	福田	DCG-03	39	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	20013/8/12	○	< 0.000481	<0.001	○	On Line HDF 機種			
7	20013/8/5	福田	DCG-03	40	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	20013/8/12	○	< 0.000481	<0.001	○	On Line HDF 機種			
8	20013/8/5	福田	DCG-03	41	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	20013/8/12	○	< 0.000481	<0.001	○	On Line HDF 機種			
9	20013/8/12	福田	DCS-27	15	前	50	0	0	<0.1	20013/8/19	○	< 0.000481	<0.05	○				
10	20013/8/12	福田	DCS-27	16	前	50	0	0	<0.1	20013/8/19	○	< 0.000481	<0.05	○				
11	20013/8/12	福田	DCS-27	17	前	50	0	0	<0.1	20013/8/19	○	< 0.000481	<0.05	○				
14	20013/8/12	福田	MIZ			50	0	0	<0.1	20013/8/19	○	< 0.000481	<0.05	○				
15	20013/8/12	福田	DAB-E			50	0	0	<0.1	20013/8/19	○	< 0.000481	<0.05	○				

検体 NO	検体採取 日時	検査 担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			院長	副院長	事務長	透析液安全 管理責任者
			採取装置	No	透析器	検体量 (mL)	測定値 (CFU)	換算値 (CFU/ mL)	規格値 (CFU/ mL)	判定日	判定	測定値 (EU/ mL)	規格値 (EU/ mL)	判定	コメント			
1	2013/9/2	西村	DCG-03	2	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/9/10	○	<0.00048 1	<0.001	○				
2	2013/9/2	西村	DCG-03	14	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/9/10	○	<0.00048 1	<0.001	○				
3	2013/9/2	西村	DCG-03	29	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/9/10	○	<0.00048 1	<0.001	○				
4	2013/9/2	西村	DCG-03	37	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/9/10	○	<0.00048 1	<0.001	○				
5	2013/9/2	西村	DCG-03	38	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/9/10	○	<0.00048 1	<0.001	○				
6	2013/9/2	西村	DCG-03	39	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/9/10	○	<0.00048 1	<0.001	○				
7	2013/9/2	西村	DCG-03	40	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/9/10	○	<0.00048 1	<0.001	○				
8	2013/9/2	西村	DCG-03	41	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/9/10	○	<0.00048 1	<0.001	○				
9	2013/9/2	西村	DCS-27	18	前	50	0	0	<0.1	2013/9/10	○	<0.00048 1	<0.05	○				
10	2013/9/2	西村	DCS-27	19	前	50	0	0	<0.1	2013/9/10	○	<0.00048 1	<0.05	○				
11	2013/9/2	西村	DCS-27	20	前	50	0	0	<0.1	2013/9/10	○	<0.00048 1	<0.05	○				
12	2013/9/2	西村	MIZ			50	0	0	<0.1	2013/9/10	○	<0.00048 1	<0.05	○				
13	2013/9/2	西村	DAB-E			50	0	0	<0.1	2013/9/10	○	<0.00048 1	<0.001	○				

検体	透析液清浄化管理														院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者
	NO	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数					ET値			印	印	印	印
採取装置				No	透析器	検体量 (mL)	測定値 (CFU)	換算値 (CFU/mL)	規格値 (CFU/mL)	判定日	判定	測定値 (EU/mL)	規格値 (EU/mL)	判定	コメント			
1	2013/10/7	茂木	DCG-03	2	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/10/14	○	<0.000481	<0.001	○	On Line HDF 機種			
2	2013/10/7	茂木	DCG-03	14	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/10/14	○	<0.000481	<0.001	○	On Line HDF 機種			
3	2013/10/7	茂木	DCG-03	29	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/10/14	○	<0.000481	<0.001	○	On Line HDF 機種			
4	2013/10/7	茂木	DCG-03	37	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/10/14	○	<0.000481	<0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2013/10/7	茂木	DCG-03	38	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/10/14	○	<0.000481	<0.001	○	On Line HDF 機種			
6	2013/10/7	茂木	DCG-03	39	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/10/14	○	<0.000481	<0.001	○	On Line HDF 機種			
7	2013/10/7	茂木	DCG-03	40	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/10/14	○	<0.000481	<0.001	○	On Line HDF 機種			
8	2013/10/7	茂木	DCG-03	41	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/10/14	○	<0.000481	<0.001	○	On Line HDF 機種			
9	2013/10/14	茂木	DCS-27	21	前	50	0	0	<0.1	2013/10/21	○	<0.000481	<0.05	○				
10	2013/10/14	茂木	DCS-27	22	前	50	0	0	<0.1	2013/10/21	○	<0.000481	<0.05	○				
11	2013/10/14	茂木	DCS-27	23	前	50	0	0	<0.1	2013/10/21	○	<0.000481	<0.05	○				
12	2013/10/14	茂木	MIZ			50	0	0	<0.1	2013/10/21	○	<0.000481	<0.05	○				
13	2013/10/14	茂木	DAB-E			50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/10/21	○	<0.000481	<0.001	○				

検体 NO	検体採取 日時	検査 担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			院長	副院長	事務長	透析液安全 管理責任者
			採取装置	No	透析器	検体量 (mL)	測定値 (CFU)	換算値 (CFU/ mL)	規格値 (CFU/ mL)	判定日	判定	測定値 (EU/ mL)	規格値 (EU/ mL)	判定	コメント			
1	2013/11/11		DCG-03	2	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/11/25	○	<0.000481	<0.001	○	On Line HDF 機種			
2	2013/11/11		DCG-03	14	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/11/25	○	<0.000481	<0.001	○	On Line HDF 機種			
3	2013/11/11		DCG-03	29	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/11/25	○	<0.000481	<0.001	○	On Line HDF 機種			
4	2013/11/11		DCG-03	37	前	50	1	0.02	<10 ⁻⁶	2013/11/25	×	<0.000481	<0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2013/11/11		DCG-03	38	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/11/25	○	<0.000481	<0.001	○	On Line HDF 機種			
6	2013/11/11		DCG-03	39	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/11/25	○	<0.000481	<0.001	○	On Line HDF 機種			
7	2013/11/11		DCG-03	40	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/11/25	○	<0.000481	<0.001	○	On Line HDF 機種			
8	2013/11/11		DCG-03	41	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/11/25	○	<0.000481	<0.001	○	On Line HDF 機種			
9	2013/11/11		DCS-27	24	前	50	0	0	<0.1	2013/11/25	○	<0.000481	<0.05	○				
10	2013/11/11		DCS-27	25	前	50	0	0	<0.1	2013/11/25	○	<0.000481	<0.05	○				
11	2013/11/11		DCS-27	26	前	50	0	0	<0.1	2013/11/25	○	<0.000481	<0.05	○				
12	2013/11/11		MIZ			50	0	0	<0.1	2013/11/25	○	<0.000481	<0.05	○				
13	2013/11/11		DAB-E			50	4	0.08	<10 ⁻⁶	2013/11/25	×	<0.000481	<0.001	○				
14	2013/11/25		DCG-03	37	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/12/9	○				On Line HDF 機種			
15	2013/11/25		DCG-03	37	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/12/9	○				On Line HDF 機種			
16	2013/11/25		DAB-E			50	1	0.02	<10 ⁻⁶	2013/12/9	×							
17	2013/12/9		DAB-E			50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/12/16	○							
18	2013/12/9		DCG-03	37	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/12/16	○				On Line HDF 機種			
19	2013/12/9		DCG-03	37	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/12/16	○				On Line HDF 機種			

検体 NO	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者
			採取装置	No	透析器	検体量 (mL)	測定値 (CFU)	換算値 (CFU/ mL)	規格値 (CFU/ mL)	判定日	判定	測定値 (EU/ mL)	規格値 (EU/ mL)	判定	コメント			
1	2013/12/2	中嶋	DCG-03	2	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/12/9	○	<0.000481	<0.001	○	On Line HDF 機種			
2	2013/12/2	中嶋	DCG-03	14	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/12/9	○	<0.000481	<0.001	○	On Line HDF 機種			
3	2013/12/2	中嶋	DCG-03	29	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/12/9	○	<0.000481	<0.001	○	On Line HDF 機種			
4	2013/12/2	中嶋	DCG-03	37	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/12/9	○	<0.000481	<0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2013/12/2	中嶋	DCG-03	38	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/12/9	○	<0.000481	<0.001	○	On Line HDF 機種			
6	2013/12/2	中嶋	DCG-03	39	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/12/9	○	<0.000481	<0.001	○	On Line HDF 機種			
7	2013/12/2	中嶋	DCG-03	40	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/12/9	○	<0.000481	<0.001	○	On Line HDF 機種			
8	2013/12/2	中嶋	DCG-03	41	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/12/9	○	<0.000481	<0.001	○	On Line HDF 機種			
9	2013/12/9	中嶋	DCS-27	27	前	50	0	0	<0.1	2013/12/16	○	<0.000481	<0.05	○				
10	2013/12/9	中嶋	DCS-27	28	前	50	0	0	<0.1	2013/12/16	○	<0.000481	<0.05	○				
11	2013/12/9	中嶋	DCS-27	30	前	50	0	0	<0.1	2013/12/16	○	<0.000481	<0.05	○				
12	2013/12/9	中嶋	MIZ			50	0	0	<0.1	2013/12/16	○	<0.000481	<0.05	○				
13	2013/12/9	中嶋	DAB-E			50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/12/16	○	<0.000481	<0.001	○				

検体 NO	検体採取 日時	検査 担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			院長	副院長	事務長	透析液安全 管理責任者
			採取装置	No	透析器	検体量 (mL)	測定値 (CFU)	換算値 (CFU/ mL)	規格値 (CFU/ mL)	判定日	判定	測定値 (EU/ mL)	規格値 (EU/ mL)	判定	コメント			
1	2013/1/6	福田	DCG-03	2	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/1/13	○	<0.000481	<0.001	○	On Line HDF 機種			
2	2013/1/6	福田	DCG-03	14	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/1/13	○	<0.000481	<0.001	○	On Line HDF 機種			
3	2013/1/6	福田	DCG-03	29	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/1/13	○	<0.000481	<0.001	○	On Line HDF 機種			
4	2013/1/6	福田	DCG-03	37	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/1/13	○	<0.000481	<0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2013/1/6	福田	DCG-03	38	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/1/13	○	<0.000481	<0.001	○	On Line HDF 機種			
6	2013/1/6	福田	DCG-03	39	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/1/13	○	<0.000481	<0.001	○	On Line HDF 機種			
7	2013/1/6	福田	DCG-03	40	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/1/13	○	<0.000481	<0.001	○	On Line HDF 機種			
8	2013/1/6	福田	DCG-03	41	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/1/13	○	<0.000481	<0.001	○	On Line HDF 機種			
9	2013/1/13	福田	DCS-27	31	前	50	0	0	<0.1	2013/1/20	○	<0.000481	<0.05	○				
10	2013/1/13	福田	DCS-27	32	前	50	0	0	<0.1	2013/1/20	○	<0.000481	<0.05	○				
11	2013/1/13	福田	DCS-27	33	前	50	0	0	<0.1	2013/1/20	○	<0.000481	<0.05	○				
12	2013/1/13	福田	MIZ			50	0	0	<0.1	2013/1/20	○	<0.000481	<0.05	○				
13	2013/1/13	福田	DAB-E			50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/1/20	○	<0.000481	<0.001	○				

検体 NO	検体採取 日時	検査 担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			院長	副院長	事務長	透析液安全 管理責任者
			採取装置	No	透析器	検体量 (mL)	測定値 (CFU)	換算値 (CFU/ mL)	規格値 (CFU/ mL)	判定日	判定	測定値 (EU/ mL)	規格値 (EU/ mL)	判定	コメント			
1	2014/2/3	西村	DCG-03	2	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/1/13	○	<0.000633 1	<0.001	○	On Line HDF 機種			
2	2014/2/3	西村	DCG-03	14	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/1/13	○	<0.000633 1	<0.001	○	On Line HDF 機種			
3	2014/2/3	西村	DCG-03	29	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/1/13	○	<0.000633 1	<0.001	○	On Line HDF 機種			
4	2014/2/3	西村	DCG-03	37	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/1/13	○	<0.000633 1	<0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2014/2/3	西村	DCG-03	38	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/1/13	○	<0.000633 1	<0.001	○	On Line HDF 機種			
6	2014/2/3	西村	DCG-03	39	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/1/13	○	<0.000633 1	<0.001	○	On Line HDF 機種			
7	2014/2/3	西村	DCG-03	40	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/1/13	○	<0.000633 1	<0.001	○	On Line HDF 機種			
8	2014/2/3	西村	DCG-03	41	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2013/1/13	○	<0.000633 1	<0.001	○	On Line HDF 機種			
9	2014/2/3	西村	DCS-27	34	前	50	0	0	<0.1	2013/1/20	○	<0.000633 1	<0.05	○				
10	2014/2/3	西村	DCS-27	35	前	50	0	0	<0.1	2013/1/20	○	<0.000633 1	<0.05	○				
11	2014/2/3	西村	MIZ		前	50	0	0	<0.1	2013/1/20	○	<0.000633 1	<0.05	○				
12	2014/2/3	西村	DAB-E			50	0	0	<0.1	2013/1/20	○	<0.000633 1	<0.05	○				
13									<10 ⁻⁶				<0.001					

検体	透析液清浄化管理												院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者		
	NO	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数					ET値			印	印	印	印
			採取装置	No	透析器	検体量 (mL)	測定値 (CFU)	換算値 (CFU/ mL)	規格値 (CFU/ mL)	判定日	判定	測定値 (EU/ mL)	規格値 (EU/ mL)	判定	コメント			
1	2014/3/3	茂木	DCG-03	2	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2014/3/10	○	<0.000633 1	<0.001	○	On Line HDF 機種			
2	2014/3/3	茂木	DCG-03	14	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2014/3/10	○	<0.000633 1	<0.001	○	On Line HDF 機種			
3	2014/3/3	茂木	DCG-03	29	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2014/3/10	○	<0.000633 1	<0.001	○	On Line HDF 機種			
4	2014/3/3	茂木	DCG-03	37	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2014/3/10	○	<0.000633 1	<0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2014/3/3	茂木	DCG-03	38	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2014/3/10	○	<0.000633 1	<0.001	○	On Line HDF 機種			
6	2014/3/3	茂木	DCG-03	39	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2014/3/10	○	<0.000633 1	<0.001	○	On Line HDF 機種			
7	2014/3/3	茂木	DCG-03	40	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2014/3/10	○	<0.000633 1	<0.001	○	On Line HDF 機種			
8	2014/3/3	茂木	DCG-03	41	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2014/3/10	○	<0.000633 1	<0.001	○	On Line HDF 機種			
9	2014/3/10	茂木	DCS-27	36	前	50	0	0	<0.1	2014/3/17	○	<0.000633 1	<0.05	○				
10	2014/3/10	茂木	DCS-27	42	前	50	0	0	<0.1	2014/3/17	○	<0.000633 1	<0.05	○				
11	2014/3/10	茂木	MIZ	36	前	50	0	0	<0.1	2014/3/17	○	<0.000633 1	<0.05	○				
12	2014/3/10	茂木	DAB-E			50	0	0	<10 ⁻⁶	2014/3/17	○	<0.000633 1	<0.001	○				