

検体	透析液清浄化管理													院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者	
	NO	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数					ET値			印	印	印	印
				採取装置	No	透析器	検体量 (mL)	測定値 (CFU)	換算値 (CFU/mL)	規格値 (CFU/mL)	判定日	判定	測定値 (EU/mL)	規格値 (EU/mL)	判定	コメント		
1	2014/4/14	井上	DCG-03	2	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2014/4/29	○	0.0006331	<0.001	○	On Line HDF 機種			
2	2014/4/14	井上	DCG-03	14	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2014/4/29	○	0.0006331	<0.001	○	On Line HDF 機種			
3	2014/4/14	井上	DCG-03	29	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2014/4/29	○	0.0006331	<0.001	○	On Line HDF 機種			
4	2014/4/14	井上	DCG-03	37	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2014/4/29	○	0.0006331	<0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2014/4/14	井上	DCG-03	38	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2014/4/29	○	0.0006331	<0.001	○	On Line HDF 機種			
6	2014/4/14	井上	DCG-03	39	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2014/4/29	○	0.0006331	<0.001	○	On Line HDF 機種			
7	2014/4/14	井上	DCG-03	40	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2014/4/29	○	0.0006331	<0.001	○	On Line HDF 機種			
8	2014/4/14	井上	DCG-03	41	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2014/4/29	○	0.0006331	<0.001	○	On Line HDF 機種			
9	2014/4/7	井上	DBB-27	1	前	50	0	0	<0.1	2014/4/21	○	0.0006331	<0.05	○				
10	2014/4/7	井上	DCS-27	3	前	50	0	0	<0.1	2014/4/21	○	0.0006331	<0.05	○				
11	2014/4/7	井上	DCS-27	4	前	50	0	0	<0.1	2014/4/21	○	0.0006331	<0.05	○				
12	2014/4/7	井上	MIZ			50	0	0	<0.1	2014/4/21	○	0.0006331	<0.05	○				
13	2014/4/7	井上	DAB-E			50	0	0	<10 ⁻⁶	2014/4/21	○	0.0006331	<0.001	○				

検体 NO	検体採取 日時	検査 担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			院長	副院長	事務長	透析液安全 管理責任者
			採取装置	No	透析器	検体量 (mL)	測定値 (CFU)	換算値 (CFU/ mL)	規格値 (CFU/ mL)	判定日	判定	測定値 (EU/ mL)	規格値 (EU/ mL)	判定	コメント			
1	2014/5/5	中嶋	DCG-03	2	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2014/5/12	○	0.0006331	<0.001	○	On Line HDF 機種			
2	2014/5/5	中嶋	DCG-03	14	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2014/5/12	○	0.0006331	<0.001	○	On Line HDF 機種			
3	2014/5/5	中嶋	DCG-03	29	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2014/5/12	○	0.0006331	<0.001	○	On Line HDF 機種			
4	2014/5/5	中嶋	DCG-03	37	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2014/5/12	○	0.0006331	<0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2014/5/5	中嶋	DCG-03	38	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2014/5/12	○	0.0006331	<0.001	○	On Line HDF 機種			
6	2014/5/5	中嶋	DCG-03	39	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2014/5/12	○	0.0006331	<0.001	○	On Line HDF 機種			
7	2014/5/5	中嶋	DCG-03	40	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2014/5/12	○	0.0006331	<0.001	○	On Line HDF 機種			
8	2014/5/5	中嶋	DCG-03	41	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2014/5/12	○	0.0006331	<0.001	○	On Line HDF 機種			
9	2014/5/5	中嶋	DCS-27	5	前	50	0	0	<0.1	2014/5/12	○	0.0006331	<0.05	○				
10	2014/5/5	中嶋	DCS-27	6	前	50	0	0	<0.1	2014/5/12	○	0.0006331	<0.05	○				
11	2014/5/5	中嶋	DCS-27	7	前	50	0	0	<0.1	2014/5/12	○	0.0006331	<0.05	○				
12	2014/5/5	中嶋	MIZ			50	0	0	<0.1	2014/5/12	○	0.0006331	<0.05	○				
13	2014/5/5	中嶋	DAB-E			50	0	0	<10 ⁻⁶	2014/5/12	○	0.0006331	<0.001	○				

検体 NO	透析液清浄化管理													院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者	
	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			印	印	印	印
			採取装置	No	透析器	検体量 (mL)	測定値 (CFU)	換算値 (CFU/ mL)	規格値 (CFU/ mL)	判定日	判定	測定値 (EU/ mL)	規格値 (EU/ mL)	判定	コメント			
1	2014/6/2	福田	DCG-03	2	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2014/6/9	0	0.0006331	<0.001	0	On Line HDF 機種			
2	2014/6/2	福田	DCG-03	14	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2014/6/9	0	0.0006331	<0.001	0	On Line HDF 機種			
3	2014/6/2	福田	DCG-03	29	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2014/6/9	0	0.0006331	<0.001	0	On Line HDF 機種			
4	2014/6/2	福田	DCG-03	37	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2014/6/9	0	0.0006331	<0.001	0	On Line HDF 機種			
5	2014/6/2	福田	DCG-03	38	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2014/6/9	0	0.0006331	<0.001	0	On Line HDF 機種			
6	2014/6/2	福田	DCG-03	39	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2014/6/9	0	0.0006331	<0.001	0	On Line HDF 機種			
7	2014/6/2	福田	DCG-03	40	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2014/6/9	0	0.0006331	<0.001	0	On Line HDF 機種			
8	2014/6/2	福田	DCG-03	41	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2014/6/9	0	0.0006331	<0.001	0	On Line HDF 機種			
9	2014/6/2	福田	DCS-27	8	前	50	0	0	<0.1	2014/6/9	0	0.0006331	<0.05	0				
10	2014/6/2	福田	DCS-27	9	前	50	0	0	<0.1	2014/6/9	0	0.0006331	<0.05	0				
11	2014/6/2	福田	DCS-27	10	前	50	0	0	<0.1	2014/6/9	0	0.0006331	<0.05	0				
12	2014/6/9	福田	MIZ			50	0	0	<0.1	2014/6/16	0	0.0006331	<0.05	0				
13	2014/6/9	福田	DAB-E			50	0	0	<10 ⁻⁶	2014/6/16	0	0.0006331	<0.001	0				

検体	透析液清浄化管理													院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者		
	NO	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数					ET値			印	印	印	印	
				採取装置	No	透析器	検体量 (mL)	測定値 (CFU)	換算値 (CFU/mL)	規格値 (CFU/mL)	判定日	判定	測定値 (EU/mL)	規格値 (EU/mL)	判定	コメント			
1	2014/7/7	西村	DCG-03	2	前	50×2			<10 ⁻⁶				<0.000633 1	<0.001	○	On Line HDF 機種			
2	2014/7/7	西村	DCG-03	14	前	50×2			<10 ⁻⁶				<0.000633 1	<0.001	○	On Line HDF 機種			
3	2014/7/7	西村	DCG-03	29	前	50×2			<10 ⁻⁶				<0.000633 1	<0.001	○	On Line HDF 機種			
4	2014/7/7	西村	DCG-03	37	前	50×2			<10 ⁻⁶				<0.000633 1	<0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2014/7/7	西村	DCG-03	38	前	50×2			<10 ⁻⁶				<0.000633 1	<0.001	○	On Line HDF 機種			
6	2014/7/7	西村	DCG-03	39	前	50×2			<10 ⁻⁶				<0.000633 1	<0.001	○	On Line HDF 機種			
7	2014/7/7	西村	DCG-03	40	前	50×2			<10 ⁻⁶				<0.000633 1	<0.001	○	On Line HDF 機種			
8	2014/7/7	西村	DCG-03	41	前	50×2			<10 ⁻⁶				<0.000633 1	<0.001	○	On Line HDF 機種			
9	2014/7/7	西村	DCS-27	11	前	50×2			<0.1				<0.000633 1	<0.05	○				
10	2014/7/7	西村	DCS-27	12	前	50×2			<0.1				<0.000633 1	<0.05	○				
11	2014/7/7	西村	DCS-27	13	前	50×2			<0.1				<0.000633 1	<0.05	○				
12	2014/7/7	西村	MIZ			50×2			<0.1				<0.000633 1	<0.05	○				
13	2014/7/7	西村	DAB-E			50×2			<10 ⁻⁶				<0.000633 1	<0.001	○				

検体	透析液清浄化管理													院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者	
NO	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			印	印	印	印
			採取装置	No	透析器	検体量 (mL)	測定値 (CFU)	換算値 (CFU/mL)	規格値 (CFU/mL)	判定日	判定	測定値 (EU/mL)	規格値 (EU/mL)	判定	コメント			
1	2014/9/1	福田	DCG-03	2	前	50×2	0	0	<10 ⁻⁶	2014/9/8	○	0.0006791	<0.001	○	On Line HDF 機種			
2	2014/9/1	福田	DCG-03	14	前	50×2	0	0	<10 ⁻⁶	2014/9/8	○	0.0006791	<0.001	○	On Line HDF 機種			
3	2014/9/1	福田	DCG-03	29	前	50×2	0	0	<10 ⁻⁶	2014/9/8	○	0.0006791	<0.001	○	On Line HDF 機種			
4	2014/9/1	福田	DCG-03	37	前	50×2	0	0	<10 ⁻⁶	2014/9/8	○	0.0006791	<0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2014/9/1	福田	DCG-03	38	前	50×2	0	0	<10 ⁻⁶	2014/9/8	○	0.0006791	<0.001	○	On Line HDF 機種			
6	2014/9/1	福田	DCG-03	39	前	50×2	0	0	<10 ⁻⁶	2014/9/8	○	0.0006791	<0.001	○	On Line HDF 機種			
7	2014/9/1	福田	DCG-03	40	前	50×2	0	0	<10 ⁻⁶	2014/9/8	○	0.0006791	<0.001	○	On Line HDF 機種			
8	2014/9/1	福田	DCG-03	41	前	50×2	0	0	<10 ⁻⁶	2014/9/8	○	0.0006791	<0.001	○	On Line HDF 機種			
9	2014/9/8	福田	DCS-27	18	前	50	0	0	<0.1	2014/9/15	○	0.0006331	<0.05	○				
10	2014/9/8	福田	DCS-27	19	前	50	0	0	<0.1	2014/9/15	○	0.0006331	<0.05	○				
11	2014/9/8	福田	DCS-27	20	前	50	0	0	<0.1	2014/9/15	○	0.0006331	<0.05	○				
12	2014/9/8	福田	MIZ			50	0	0	<0.1	2014/9/15	○	0.0006791	<0.05	○				
13	2014/9/8	福田	DAB-E			50	0	0	<10 ⁻⁶	2014/9/15	○	0.0006791	<0.001	○				

検体	透析液清浄化管理													院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者			
	NO	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数					ET値			印	印	印	印		
採取装置				No	透析器	検体量 (mL)	測定値 (CFU)	換算値 (CFU/mL)	規格値 (CFU/mL)	判定日	判定	測定値 (EU/mL)	規格値 (EU/mL)	判定	コメント					
1			DCG-03	2	前				<10 ⁻⁶					<0.001			On Line HDF 機種			
2			DCG-03	14	前				<10 ⁻⁶					<0.001			On Line HDF 機種			
3			DCG-03	29	前				<10 ⁻⁶					<0.001			On Line HDF 機種			
4			DCG-03	37	前				<10 ⁻⁶					<0.001			On Line HDF 機種			
5			DCG-03	38	前				<10 ⁻⁶					<0.001			On Line HDF 機種			
6			DCG-03	39	前				<10 ⁻⁶					<0.001			On Line HDF 機種			
7			DCG-03	40	前				<10 ⁻⁶					<0.001			On Line HDF 機種			
8			DCG-03	41	前				<10 ⁻⁶					<0.001			On Line HDF 機種			
9			DCS-27		前				<0.1					<0.05						
10			DCS-27		前				<0.1					<0.05						
11			DCS-27		前				<0.1					<0.05						
12			MIZ						<0.1					<0.05						
13			DAB-E						<10 ⁻⁶					<0.001						

検体 NO	検体採取 日時	検査 担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			院長	副院長	事務長	透析液安全 管理責任者
			採取装置	No	透析器	検体量 (mL)	測定値 (CFU)	換算値 (CFU/ mL)	規格値 (CFU/ mL)	判定日	判定	測定値 (EU/ mL)	規格値 (EU/ mL)	判定	コメント			
1	2014/10/6	中嶋	DCG-03	2	前	50×2	0	0	<10 ⁻⁶	2014/10/13	○	0.0006331	<0.001	○	On Line HDF 機種			
2	2014/10/6	中嶋	DCG-03	14	前	50×2	1	0	<10 ⁻⁶	2014/10/13	△	0.0006331	<0.001	○	On Line HDF 機種 2検体中1検体生菌検出 再検査			
3	2014/10/6	中嶋	DCG-03	29	前	50×2	0	0	<10 ⁻⁶	2014/10/13	○	0.0006331	<0.001	○	On Line HDF 機種			
4	2014/10/6	中嶋	DCG-03	37	前	50×2	0	0	<10 ⁻⁶	2014/10/13	○	0.0006331	<0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2014/10/6	中嶋	DCG-03	38	前	50×2	0	0	<10 ⁻⁶	2014/10/13	○	0.0006331	<0.001	○	On Line HDF 機種			
6	2014/10/6	中嶋	DCG-03	39	前	50×2	0	0	<10 ⁻⁶	2014/10/13	○	0.0006331	<0.001	○	On Line HDF 機種			
7	2014/10/6	中嶋	DCG-03	40	前	50×2	0	0	<10 ⁻⁶	2014/10/13	○	0.0006331	<0.001	○	On Line HDF 機種			
8	2014/10/6	中嶋	DCG-03	41	前	50×2	0	0	<10 ⁻⁶	2014/10/13	○	0.0006331	<0.001	○	On Line HDF 機種			
9	2014/10/6	中嶋	DCS-27		前	50	0	0	<0.1	2014/10/13	○	0.0006331	<0.05	○				
10	2014/10/6	中嶋	DCS-27		前	50	0	0	<0.1	2014/10/13	○	0.0006331	<0.05	○				
11	2014/10/6	中嶋	DCS-27		前	50	0	0	<0.1	2014/10/13	○	0.0006331	<0.05	○				
12	2014/10/6	中嶋	MIZ			50	0	0	<0.1	2014/10/13	○	0.0006331	<0.05	○				
13	2014/10/6	中嶋	DAB-E			50	0	0	<10 ⁻⁶	2014/10/13	○	0.0006331	<0.001	○				
14	2014/10/13	中嶋	DCG-03	14	前	50×2	0	0	<10 ⁻⁶	2014/10/	○				前回生菌検出したため再検査 2検体検査 異常なし			

検体 NO	透析液清浄化管理											院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者		
	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数					ET値			印	印	印	印
			採取装置	No	透析器	検体量 (mL)	測定値 (CFU)	換算値 (CFU/ mL)	規格値 (CFU/ mL)	判定日	判定	測定値 (EU/ mL)	規格値 (EU/ mL)	判定	コメント		
1	2014.11.3		DCG-03	2	前	50*2	0	0	<10 ⁻⁶	2014.11.14	○	<0.000679 1	<0.001	○	On Line HDF 機種		
2	2014.11.3		DCG-03	14	前	50*2	0	0	<10 ⁻⁶	2014.11.14	○	<0.000679 1	<0.001	○	On Line HDF 機種		
3	2014.11.3		DCG-03	29	前	50*2	0	0	<10 ⁻⁶	2014.11.14	○	<0.000679 1	<0.001	○	On Line HDF 機種		
4	2014.11.3		DCG-03	37	前	50*2	0	0	<10 ⁻⁶	2014.11.14	○	<0.000679 1	<0.001	○	On Line HDF 機種		
5	2014.11.3		DCG-03	38	前	50*2	0	0	<10 ⁻⁶	2014.11.14	○	<0.000679 1	<0.001	○	On Line HDF 機種		
6	2014.11.3		DCG-03	39	前	50*2	0	0	<10 ⁻⁶	2014.11.14	○	<0.000679 1	<0.001	○	On Line HDF 機種		
7	2014.11.3		DCG-03	40	前	50*2	0	0	<10 ⁻⁶	2014.11.14	○	<0.000679 1	<0.001	○	On Line HDF 機種		
8	2014.11.3		DCG-03	41	前	50*2	0	0	<10 ⁻⁶	2014.11.14	○	<0.000679 1	<0.001	○	On Line HDF 機種		
9	2014.11.3		DCS-27	24	前	50*2	0	0	<0.1	2014.11.14	○	<0.000679 1	<0.05	○			
10	2014.11.3		DCS-27	25	前	50*2	0	0	<0.1	2014.11.14	○	<0.000679 1	<0.05	○			
11	2014.11.3		DCS-27	26	前	50*2	0	0	<0.1	2014.11.14	○	<0.000679 1	<0.05	○			
12	2014.11.3		MIZ			50*2	0	0	<0.1	2014.11.14	○	<0.000679 1	<0.05	○			
13	2014.11.3		DAB-E			50*2	0	0	<10 ⁻⁶	2014.11.14	○	<0.000679 1	<0.001	○			

検体 NO	透析液清浄化管理											院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者			
	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			印	印	印	印
			採取装置	No	透析器	検体量 (mL)	測定値 (CFU)	換算値 (CFU/ mL)	規格値 (CFU/ mL)	判定日	判定	測定値 (EU/ mL)	規格値 (EU/ mL)	判定	コメント			
1	2014/12/8	井上	DCG-03	2	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2014/12/22	○	<0.000946 2	<0.001	○	On Line HDF 機種			
2	2014/12/8	井上	DCG-03	14	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2014/12/22	○	<0.000946 2	<0.001	○	On Line HDF 機種			
3	2014/12/8	井上	DCG-03	29	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2014/12/22	○	<0.000946 2	<0.001	○	On Line HDF 機種			
4	2014/12/8	井上	DCG-03	37	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2014/12/22	○	<0.000946 2	<0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2014/12/8	井上	DCG-03	38	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2014/12/22	○	<0.000946 2	<0.001	○	On Line HDF 機種			
6	2014/12/8	井上	DCG-03	39	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2014/12/22	○	<0.000946 2	<0.001	○	On Line HDF 機種			
7	2014/12/8	井上	DCG-03	40	前	50	1	0.02	<10 ⁻⁶	2014/12/22	×	<0.000946 2	<0.001	○	On Line HDF 機種			
8	2014/12/8	井上	DCG-03	41	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2014/12/22	○	<0.000946 2	<0.001	○	On Line HDF 機種			
9	2014/12/15	井上	DCS-27	27	前	50	0	0	<0.1	2014/12/29	○	<0.000946 2	<0.05	○				
10	2014/12/15	井上	DCS-27	28	前	50	0	0	<0.1	2014/12/29	○	<0.000946 2	<0.05	○				
11	2014/12/15	井上	DCS-27	30	前	50	0	0	<0.1	2014/12/29	○	<0.000946 2	<0.05	○				
12	2014/12/15	井上	MIZ			50	0	0	<0.1	2014/12/29	○	<0.000946 2	<0.05	○				
13	2014/12/15	井上	DAB-E			50	0	0	<10 ⁻⁶	2014/12/29	○	<0.000946 2	<0.001	○				
14	2014/12/20	井上	DCS-27	40	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2015/1/3	○				12/20再検			

検体 NO	検体採取 日時	検査 担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			院長	副院長	事務長	透析液安全 管理責任者
			採取装置	No	透析器	検体量 (mL)	測定値 (CFU)	換算値 (CFU/ mL)	規格値 (CFU/ mL)	判定日	判定	測定値 (EU/ mL)	規格値 (EU/ mL)	判定	コメント			
1	2015/1/12	茂木	DCG-03	2	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2015/1/19	○	<0.000946 2	<0.001	○	On Line HDF 機種			
2	2015/1/12	茂木	DCG-03	14	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2015/1/19	○	<0.000946 2	<0.001	○	On Line HDF 機種			
3	2015/1/12	茂木	DCG-03	29	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2015/1/19	○	<0.000946 2	<0.001	○	On Line HDF 機種			
4	2015/1/12	茂木	DCG-03	37	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2015/1/19	○	<0.000946 2	<0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2015/1/12	茂木	DCG-03	38	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2015/1/19	○	<0.000946 2	<0.001	○	On Line HDF 機種			
6	2015/1/12	茂木	DCG-03	39	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2015/1/19	○	<0.000946 2	<0.001	○	On Line HDF 機種			
7	2015/1/12	茂木	DCG-03	40	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2015/1/19	○	<0.000946 2	<0.001	○	On Line HDF 機種			
8	2015/1/12	茂木	DCG-03	41	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2015/1/19	○	<0.000946 2	<0.001	○	On Line HDF 機種			
9	2015/1/12	茂木	DCS-27	31	前	50	0	0	<0.1	2015/1/19	○	<0.000946 2	<0.05	○				
10	2015/1/12	茂木	DCS-27	32	前	50	0	0	<0.1	2015/1/19	○	<0.000946 2	<0.05	○				
11	2015/1/12	茂木	DCS-27	33	前	50	0	0	<0.1	2015/1/19	○	<0.000946 2	<0.05	○				
12	2015/1/12	茂木	MIZ			50	0	0	<0.1	2015/1/19	○	<0.000583 2	<0.05	○				
13	2015/1/12	茂木	DAB-E			50	0	0	<10 ⁻⁶	2015/1/19	○	<0.000583 2	<0.001	○				

検体 NO	検体採取 日時	検査 担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			院長	副院長	事務長	透析液安全 管理責任者
			採取装置	No	透析器	検体量 (mL)	測定値 (CFU)	換算値 (CFU/ mL)	規格値 (CFU/ mL)	判定日	判定	測定値 (EU/ mL)	規格値 (EU/ mL)	判定	印	印	印	印
1	2015/2/2	井上	DCG-03	2	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2015/2/9	○	<0.0005832	<0.001	○	コメント			
2	2015/2/2	井上	DCG-03	14	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2015/2/9	○	<0.0005832	<0.001	○	On Line HDF 機種			
3	2015/2/2	井上	DCG-03	29	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2015/2/9	○	<0.0005832	<0.001	○	On Line HDF 機種			
4	2015/2/2	井上	DCG-03	37	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2015/2/9	○	<0.0005832	<0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2015/2/2	井上	DCG-03	38	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2015/2/9	○	<0.0005832	<0.001	○	On Line HDF 機種			
6	2015/2/2	井上	DCG-03	39	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2015/2/9	○	<0.0005832	<0.001	○	On Line HDF 機種			
7	2015/2/2	井上	DCG-03	40	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2015/2/9	○	<0.0005832	<0.001	○	On Line HDF 機種			
8	2015/2/2	井上	DCG-03	41	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2015/2/16	○	<0.0005832	<0.001	○	On Line HDF 機種			
9	2015/2/9	井上	DCS-27	34	前	50	0	0	<0.1	2015/2/16	○	<0.0005832	<0.05	○				
10	2015/2/9	井上	DCS-27	35	前	50	0	0	<0.1	2015/2/16	○	<0.0005832	<0.05	○				
11	2015/2/9	井上	MIZ			50	0	0	<0.1	2015/2/16	○	<0.0005832	<0.05	○				
12	2015/2/9	井上	DAB-E			50	0	0	<10 ⁻⁶	2015/2/16	○	<0.0005832	<0.001	○				

検体 NO	透析液清浄化管理											院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者			
	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数					ET値			印	印	印	印	
			採取装置	No	透析器	検体量 (mL)	測定値 (CFU)	換算値 (CFU/ mL)	規格値 (CFU/ mL)	判定日	判定	測定値 (EU/ mL)	規格値 (EU/ mL)	判定	コメント			
1	2015/3/2	中嶋	DCG-03	2	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2015/3/9	○	<0.000583 2	<0.001	○	On Line HDF 機種			
2	2015/3/2	中嶋	DCG-03	14	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2015/3/9	○	<0.000583 2	<0.001	○	On Line HDF 機種			
3	2015/3/2	中嶋	DCG-03	29	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2015/3/9	○	<0.000583 2	<0.001	○	On Line HDF 機種			
4	2015/3/2	中嶋	DCG-03	37	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2015/3/9	○	<0.000583 2	<0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2015/3/2	中嶋	DCG-03	38	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2015/3/9	○	<0.000583 2	<0.001	○	On Line HDF 機種			
6	2015/3/2	中嶋	DCG-03	39	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2015/3/9	○	<0.000583 2	<0.001	○	On Line HDF 機種			
7	2015/3/2	中嶋	DCG-03	40	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2015/3/9	○	<0.000583 2	<0.001	○	On Line HDF 機種			
8	2015/3/2	中嶋	DCG-03	41	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2015/3/9	○	<0.000583 2	<0.001	○	On Line HDF 機種			
9	2015/3/2	中嶋	DCS-27	36	前	50	0	0	<0.1	2015/3/9	○	<0.000583 2	<0.05	○				
10	2015/3/2	中嶋	DBG-03	42	前	50	0	0	<0.1	2015/3/9	○	<0.000583 2	<0.05	○				
11	2015/3/2	中嶋	MIZ			50	0	0	<0.1	2015/3/9	○	<0.000583 2	<0.05	○				
12	2015/3/2	中嶋	DAB-E			50	0	0	<10 ⁻⁶	2015/3/9	○	<0.000583 2	<0.001	○				