

検体 NO	検体採取 日時	検査 担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			院長	副院長	事務長	透析液安全 管理責任者	
			採取装置	No	透析器	検体量 (mL)	測定値 (CFU)	換算値 (CFU/ mL)	規格値 (CFU/ mL)	判定日	判定	測定値 (EU/ mL)	規格値 (EU/ mL)	判定	印				
1	2016/8/8	福田	DCG-03	2	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2016/8/15	○	<0.0005793	<0.001	○	コメント				On Line HDF 機種
2	2016/8/8	西村	DCS-100N	8	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2016/8/15	○	<0.0006293	<0.001	○	コメント				On Line HDF 機種
3	2016/8/8	福田	DCG-03	15	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2016/8/15	○	<0.0005793	<0.001	○	コメント				On Line HDF 機種
4	2016/8/8	西村	DCS-100N	23	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2016/8/15	○	<0.0006293	<0.001	○	コメント				On Line HDF 機種
5	2016/8/8	西村	DCS-100N	24	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2016/8/15	○	<0.0006293	<0.001	○	コメント				On Line HDF 機種
6	2016/8/8	福田	DCG-03	32	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2016/8/15	○	<0.0005793	<0.001	○	コメント				On Line HDF 機種
7	2016/8/8	西村	DCS-100N	39	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2016/8/15	○	<0.0006293	<0.001	○	コメント				On Line HDF 機種
8	2016/8/8	福田	DCG-03	41	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2016/8/15	○	<0.0005793	<0.001	○	コメント				On Line HDF 機種
9	2016/8/8	福田	DCG-03	42	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2016/8/15	○	<0.0005793	<0.001	○	コメント				On Line HDF 機種
10	2016/8/8	福田	DCG-03	43	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2016/8/15	○	<0.0005793	<0.001	○	コメント				On Line HDF 機種
11	2016/8/8	福田	DCG-03	44	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2016/8/15	○	<0.0005793	<0.001	○	コメント				On Line HDF 機種
12	2016/8/8	福田	DCG-03	45	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2016/8/15	○	<0.0005793	<0.001	○	コメント				On Line HDF 機種
13	2016/8/8	福田	DCS-27	16	前	50	0	0	<0.1	2016/8/15	○	<0.0005793	<0.05	○	コメント				
14	2016/8/8	福田	DCS-27	17	前	50	0	0	<0.1	2016/8/15	○	<0.0005793	<0.05	○	コメント				
15	2016/8/8	福田	DCS-27	18	前	50	0	0	<0.1	2016/8/15	○	<0.0005793	<0.05	○	コメント				
16	2016/8/8	福田	MIZ			50	0	0	<0.1	2016/8/15	○	<0.0005793	<0.05	○	コメント				
17	2016/8/8	福田	DAB-E			50	0	0	<10 ⁻⁶	2016/8/15	○	<0.0005793	<0.001	○	コメント				

検体 NO	検体採取 日時	検査 担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			院長	副院長	事務長	透析液安全 管理責任者
			採取装置	No	透析器	検体量 (mL)	測定値 (CFU)	換算値 (CFU/ mL)	規格値 (CFU/ mL)	判定日	判定	測定値 (EU/ mL)	規格値 (EU/ mL)	判定	印	印	印	印
1	2016/9/5	井上	DCG-03	2	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2016/9/12	○	<0.0006293	<0.001	○	コメント			
2	2016/9/5	井上	DCS-100N	8	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2016/9/12	○	<0.0006293	<0.001	○	On Line HDF 機種			
3	2016/9/5	井上	DCG-03	15	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2016/9/12	○	<0.0006293	<0.001	○	On Line HDF 機種			
4	2016/9/5	井上	DCS-100N	23	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2016/9/12	○	<0.0006293	<0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2016/9/5	井上	DCS-100N	24	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2016/9/12	○	<0.0006293	<0.001	○	On Line HDF 機種			
6	2016/9/5	井上	DCG-03	32	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2016/9/12	○	<0.0006293	<0.001	○	On Line HDF 機種			
7	2016/9/5	井上	DCS-100N	39	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2016/9/12	○	<0.0006293	<0.001	○	On Line HDF 機種			
8	2016/9/5	井上	DCG-03	41	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2016/9/12	○	<0.0006293	<0.001	○	On Line HDF 機種			
9	2016/9/5	井上	DCG-03	42	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2016/9/12	○	<0.0006293	<0.001	○	On Line HDF 機種			
10	2016/9/5	井上	DCG-03	43	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2016/9/12	○	<0.0006293	<0.001	○	On Line HDF 機種			
11	2016/9/5	井上	DCG-03	44	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2016/9/12	○	<0.0006293	<0.001	○	On Line HDF 機種			
12	2016/9/5	井上	DCG-03	45	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2016/9/12	○	<0.0006293	<0.001	○	On Line HDF 機種			
13	2016/9/12	井上	DCS-27	19	前	50	0	0	<0.1	2016/9/23	○	<0.0006293	<0.05	○				
14	2016/9/12	井上	DCS-27	20	前	50	0	0	<0.1	2016/9/23	○	<0.0006293	<0.05	○				
15	2016/9/12	井上	DCS-27	21	前	50	0	0	<0.1	2016/9/23	○	<0.0006293	<0.05	○				
16	2016/9/12	井上	MIZ			50	0	0	<0.1	2016/9/23	○	<0.0006293	<0.05	○				
17	2016/9/12	井上	DAB-E			50	0	0	<10 ⁻⁶	2016/9/23	○	<0.0006293	<0.001	○				

検体 NO	透析液清浄化管理											院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者			
	検体採取 日時	検査 担当者	検体採取場所			細菌数					ET値			印	印	印	印	
			採取装置	No	透析器	検体量 (mL)	測定値 (CFU)	換算値 (CFU/ mL)	規格値 (CFU/ mL)	判定日	判定	測定値 (EU/ mL)	規格値 (EU/ mL)	判定	コメント			
1	2016/10/10	西村	DCG-03	2	前	50*2	0	0	<10 ⁻⁶	2016/10/24	○	<0.000654	<0.001	○	On Line HDF 機種			
2	2016/10/10	西村	DCS-100N	8	前	50*2	0	0	<10 ⁻⁶	2016/10/24	○	<0.000654	<0.001	○	On Line HDF 機種			
3	2016/10/10	西村	DCG-03	15	前	50*2	0	0	<10 ⁻⁶	2016/10/24	○	<0.000654	<0.001	○	On Line HDF 機種			
4	2016/10/10	西村	DCS-100N	23	前	50*2	0	0	<10 ⁻⁶	2016/10/24	○	<0.000654	<0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2016/10/10	西村	DCS-100N	24	前	50*2	0	0	<10 ⁻⁶	2016/10/24	○	<0.000654	<0.001	○	On Line HDF 機種			
6	2016/10/10	西村	DCG-03	32	前	50*2	0	0	<10 ⁻⁶	2016/10/24	○	<0.000654	<0.001	○	On Line HDF 機種			
7	2016/10/10	西村	DCS-100N	39	前	50*2	0	0	<10 ⁻⁶	2016/10/24	○	<0.000654	<0.001	○	On Line HDF 機種			
8	2016/10/10	西村	DCG-03	41	前	50*2	0	0	<10 ⁻⁶	2016/10/24	○	<0.000654	<0.001	○	On Line HDF 機種			
9	2016/10/10	西村	DCG-03	42	前	50*2	0	0	<10 ⁻⁶	2016/10/24	○	<0.000654	<0.001	○	On Line HDF 機種			
10	2016/10/10	西村	DCG-03	43	前	50*2	0	0	<10 ⁻⁶	2016/10/24	○	<0.000654	<0.001	○	On Line HDF 機種			
11	2016/10/10	西村	DCG-03	44	前	50*2	0	0	<10 ⁻⁶	2016/10/24	○	<0.000654	<0.001	○	On Line HDF 機種			
12	2016/10/10	西村	DCG-03	45	前	50*2	0	0	<10 ⁻⁶	2016/10/24	○	<0.000654	<0.001	○	On Line HDF 機種			
13	2016/10/10	西村	DCS-27	22	前	50*2	0	0	<0.1	2016/10/24	○	<0.000654	<0.05	○				
14	2016/10/10	西村	DCS-27	25	前	50*2	0	0	<0.1	2016/10/24	○	<0.000654	<0.05	○				
15	2016/10/10	西村	DCS-27	26	前	50*2	0	0	<0.1	2016/10/24	○	<0.000654	<0.05	○				
16	2016/10/10	西村	MIZ			50*2	0	0	<0.1	2016/10/24	○	<0.000654	<0.05	○				
17	2016/10/10	西村	DAB-E			50*2	0	0	<10 ⁻⁶	2016/10/24	○	<0.000654	<0.001	○				

検体 NO	検体採取 日時	検査 担当者	検体採取場所			細菌数					ET値			院長	副院長	事務長	透析液安全 管理責任者	
			採取装置	No	透析器	検体量 (mL)	測定値 (CFU)	換算値 (CFU/ mL)	規格値 (CFU/ mL)	判定日	判定	測定値 (EU/ mL)	規格値 (EU/ mL)	判定	コメント			
1	2016/11/7	茂木	DCG-03	2	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2016/11/14	○	<0.000654	<0.001	○	On Line HDF 機種			
2	2016/11/7	茂木	DCS-100N	8	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2016/11/14	○	<0.000654	<0.001	○	On Line HDF 機種			
3	2016/11/7	茂木	DCG-03	15	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2016/11/14	○	<0.000654	<0.001	○	On Line HDF 機種			
4	2016/11/7	茂木	DCS-100N	23	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2016/11/14	○	<0.000654	<0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2016/11/7	茂木	DCS-100N	24	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2016/11/14	○	<0.000654	<0.001	○	On Line HDF 機種			
6	2016/11/7	茂木	DCG-03	32	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2016/11/14	○	<0.000654	<0.001	○	On Line HDF 機種			
7	2016/11/7	茂木	DCS-100N	39	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2016/11/14	○	<0.000654	<0.001	○	On Line HDF 機種			
8	2016/11/7	茂木	DCG-03	41	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2016/11/14	○	<0.000654	<0.001	○	On Line HDF 機種			
9	2016/11/7	茂木	DCG-03	42	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2016/11/14	○	<0.000654	<0.001	○	On Line HDF 機種			
10	2016/11/7	茂木	DCG-03	43	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2016/11/14	○	<0.000654	<0.001	○	On Line HDF 機種			
11	2016/11/7	茂木	DCG-03	44	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2016/11/14	○	<0.000654	<0.001	○	On Line HDF 機種			
12	2016/11/7	茂木	DCG-03	45	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2016/11/14	○	<0.000654	<0.001	○	On Line HDF 機種			
13	2016/11/14	茂木	DCS-27	27	前	50	0	0	<0.1	2016/11/21	○	<0.0006208	<0.05	○				
14	2016/11/14	茂木	DCS-27	28	前	50	0	0	<0.1	2016/11/21	○	<0.0006208	<0.05	○				
15	2016/11/14	茂木	DCS-27	29	前	50	0	0	<0.1	2016/11/21	○	<0.0006208	<0.05	○				
16	2016/11/14	茂木	MIZ			50	0	0	<0.1	2016/11/21	○	<0.0006208	<0.05	○				
17	2016/11/14	茂木	DAB-E			50	0	0	<10 ⁻⁶	2016/11/21	○	<0.0006208	<0.001	○				

検体 NO	検体採取 日時	検査 担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			院長	副院長	事務長	透析液安全 管理責任者
			採取装置	No	透析器	検体量 (mL)	測定値 (CFU)	換算値 (CFU/ mL)	規格値 (CFU/ mL)	判定日	判定	測定値 (EU/ mL)	規格値 (EU/ mL)	判定	コメント			
1	2016/12/5	中嶋	DCG-03	2	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2016/12/12	○	<0.0006208	<0.001	○	On Line HDF 機種			
2	2016/12/5	中嶋	DCS-100N	8	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2016/12/12	○	<0.0006208	<0.001	○	On Line HDF 機種			
3	2016/12/5	中嶋	DCG-03	15	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2016/12/12	○	<0.0006208	<0.001	○	On Line HDF 機種			
4	2016/12/5	中嶋	DCS-100N	23	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2016/12/12	○	<0.0006208	<0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2016/12/5	中嶋	DCS-100N	24	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2016/12/12	○	<0.0006208	<0.001	○	On Line HDF 機種			
6	2016/12/5	中嶋	DCG-03	32	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2016/12/12	○	<0.0006208	<0.001	○	On Line HDF 機種			
7	2016/12/5	中嶋	DCS-100N	39	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2016/12/12	○	<0.0006208	<0.001	○	On Line HDF 機種			
8	2016/12/5	中嶋	DCG-03	41	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2016/12/12	○	<0.0006208	<0.001	○	On Line HDF 機種			
9	2016/12/5	中嶋	DCG-03	42	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2016/12/12	○	<0.0006208	<0.001	○	On Line HDF 機種			
10	2016/12/5	中嶋	DCG-03	43	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2016/12/12	○	<0.0006208	<0.001	○	On Line HDF 機種			
11	2016/12/5	中嶋	DCG-03	44	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2016/12/12	○	<0.0006208	<0.001	○	On Line HDF 機種			
12	2016/12/5	中嶋	DCG-03	45	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2016/12/12	○	<0.0006208	<0.001	○	On Line HDF 機種			
13	2016/12/5	中嶋	DCS-27	30	前	50	0	0	<0.1	2016/12/12	○	<0.0006208	<0.05	○				
14	2016/12/5	中嶋	DCS-27	31	前	50	0	0	<0.1	2016/12/12	○	<0.0006208	<0.05	○				
15	2016/12/5	中嶋	DCS-27	33	前	50	0	0	<0.1	2016/12/12	○	<0.0006208	<0.05	○				
16	2016/12/5	中嶋	MIZ			50	0	0	<0.1	2016/12/12	○	<0.0006208	<0.05	○				
17	2016/12/5	中嶋	DAB-E			50	0	0	<10 ⁻⁶	2016/12/12	○	<0.0006208	<0.001	○				

検体 NO	検体採取 日時	検査 担当者	検体採取場所			細菌数					ET値			院長	副院長	事務長	透析液安全 管理責任者	
			採取装置	No	透析器	検体量 (mL)	測定値 (CFU)	換算値 (CFU/ mL)	規格値 (CFU/ mL)	判定日	判定	測定値 (EU/ mL)	規格値 (EU/ mL)	判定	印	印	印	印
1	2017/1/2	福田	DCG-03	2	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2017/1/9	○	<0.0006208	<0.001	○	コメント			
2	2017/1/2	福田	DCS-100N	8	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2017/1/9	○	<0.0006208	<0.001	○	On Line HDF 機種			
3	2017/1/2	福田	DCG-03	15	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2017/1/9	○	<0.0006208	<0.001	○	On Line HDF 機種			
4	2017/1/2	福田	DCS-100N	23	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2017/1/9	○	<0.0006208	<0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2017/1/2	福田	DCS-100N	24	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2017/1/9	○	<0.0006208	<0.001	○	On Line HDF 機種			
6	2017/1/2	福田	DCG-03	32	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2017/1/9	○	<0.0006208	<0.001	○	On Line HDF 機種			
7	2017/1/2	福田	DCS-100N	39	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2017/1/9	○	<0.0006208	<0.001	○	On Line HDF 機種			
8	2017/1/2	福田	DCG-03	41	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2017/1/9	○	<0.0006208	<0.001	○	On Line HDF 機種			
9	2017/1/2	福田	DCG-03	42	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2017/1/9	○	<0.0006208	<0.001	○	On Line HDF 機種			
10	2017/1/2	福田	DCG-03	43	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2017/1/9	○	<0.0006208	<0.001	○	On Line HDF 機種			
11	2017/1/2	福田	DCG-03	44	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2017/1/9	○	<0.0006208	<0.001	○	On Line HDF 機種			
12	2017/1/2	福田	DCG-03	45	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2017/1/9	○	<0.0006208	<0.001	○	On Line HDF 機種			
13	2017/1/9	福田	DCS-27	34	前	50	0	0	<0.1	2017/1/16	○	<0.0006208	<0.05	○				
14	2017/1/9	福田	DCS-27	35	前	50	0	0	<0.1	2017/1/16	○	<0.0006208	<0.05	○				
15	2017/1/9	福田	DCS-27	36	前	50	0	0	<0.1	2017/1/16	○	<0.0006208	<0.05	○				
16	2017/1/9	福田	MIZ			50	0	0	<0.1	2017/1/16	○	<0.0006208	<0.05	○				
17	2017/1/9	福田	DAB-E			50	0	0	<10 ⁻⁶	2017/1/16	○	<0.0006208	<0.001	○				

検体 NO	検体採取 日時	検査 担当者	検体採取場所			細菌数					ET値			院長	副院長	事務長	透析液安全 管理責任者	
			採取装置	No	透析器	検体量 (mL)	測定値 (CFU)	換算値 (CFU/ mL)	規格値 (CFU/ mL)	判定日	判定	測定値 (EU/ mL)	規格値 (EU/ mL)	判定	印	印	印	印
1	2017/2/6	松原	DCG-03	2	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2017/2/14	○	0.0005689	<0.001	○	コメント			
2	2017/2/6	松原	DCS-100N	8	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2017/2/14	○	0.0005689	<0.001	○	On Line HDF 機種			
3	2017/2/6	松原	DCG-03	15	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2017/2/14	○	0.0005689	<0.001	○	On Line HDF 機種			
4	2017/2/6	松原	DCS-100N	23	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2017/2/14	○	0.0005689	<0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2017/2/6	松原	DCS-100N	24	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2017/2/14	○	0.0005689	<0.001	○	On Line HDF 機種			
6	2017/2/13	松原	DCG-03	32	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2017/2/14	○	0.0005689	<0.001	○	On Line HDF 機種			
7	2017/2/6	松原	DCS-100N	39	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2017/2/14	○	0.0005689	<0.001	○	On Line HDF 機種			
8	2017/2/6	松原	DCG-03	41	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2017/2/14	○	0.0005689	<0.001	○	On Line HDF 機種			
9	2017/2/6	松原	DCG-03	42	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2017/2/14	○	0.0005689	<0.001	○	On Line HDF 機種			
10	2017/2/6	松原	DCG-03	43	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2017/2/14	○	0.0005689	<0.001	○	On Line HDF 機種			
11	2017/2/6	松原	DCG-03	44	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2017/2/14	○	0.0005689	<0.001	○	On Line HDF 機種			
12	2017/2/6	松原	DCG-03	45	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2017/2/14	○	0.0005689	<0.001	○	On Line HDF 機種			
13	2017/2/13	松原	DCS-27	38	前	50	0	0	<0.1	2017/2/21	○	0.0005689	<0.05	○				
14	2017/2/13	松原	DCS-27	39	前	50	0	0	<0.1	2017/2/22	○	0.0005689	<0.05	○				
15	2017/2/13	松原	MIZ			50	0	0	<0.1	2017/2/23	○	0.0005689	<0.05	○				
16	2017/2/13	松原	DAB-E			50	0	0	<0.1	2017/2/24	○	0.0005689	<0.05	○				
17									<10 ⁻⁶				<0.001					

検体 NO	検体採取 日時	検査 担当者	検体採取場所			細菌数					ET値			院長	副院長	事務長	透析液安全 管理責任者	
			採取装置	No	透析器	検体量 (mL)	測定値 (CFU)	換算値 (CFU/ mL)	規格値 (CFU/ mL)	判定日	判定	測定値 (EU/ mL)	規格値 (EU/ mL)	判定	印	印	印	印
1	2017/3/6		DCG-03	2	前	50*2	0	0	<10 ⁻⁶	2017/3/20	○	0.0005689	<0.001	○	コメント			
2	2017/3/6		DCS-100N	8	前	50*2	0	0	<10 ⁻⁶	2017/3/20	○	0.0005689	<0.001	○	On Line HDF 機種			
3	2017/3/6		DCG-03	15	前	50*2	0	0	<10 ⁻⁶	2017/3/20	○	0.0005689	<0.001	○	On Line HDF 機種			
4	2017/3/6		DCS-100N	23	前	50*2	0	0	<10 ⁻⁶	2017/3/20	○	0.0005689	<0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2017/3/6		DCS-100N	24	前	50*2	0	0	<10 ⁻⁶	2017/3/20	○	0.0005689	<0.001	○	On Line HDF 機種			
6	2017/3/6		DCG-03	32	前	50*2	0	0	<10 ⁻⁶	2017/3/20	○	0.0005689	<0.001	○	On Line HDF 機種			
7	2017/3/6		DCS-100N	39	前	50*2	0	0	<10 ⁻⁶	2017/3/20	○	0.0005689	<0.001	○	On Line HDF 機種			
8	2017/3/6		DCG-03	41	前	50*2	0	0	<10 ⁻⁶	2017/3/20	○	0.0005689	<0.001	○	On Line HDF 機種			
9	2017/3/6		DCG-03	42	前	50*2	0	0	<10 ⁻⁶	2017/3/20	○	0.0005689	<0.001	○	On Line HDF 機種			
10	2017/3/6		DCG-03	43	前	50*2	0	0	<10 ⁻⁶	2017/3/20	○	0.0005689	<0.001	○	On Line HDF 機種			
11	2017/3/6		DCG-03	44	前	50*2	0	0	<10 ⁻⁶	2017/3/20	○	0.0005689	<0.001	○	On Line HDF 機種			
12	2017/3/6		DCG-03	45	前	50*2	0	0	<10 ⁻⁶	2017/3/20	○	0.0005689	<0.001	○	On Line HDF 機種			
13	2017/3/13		DCS-27	37	前	50*2	0	0	<0.1	2017/3/20	○	0.0005689	<0.05	○				
14	2017/3/6		DCS-27	40	前	50*2	0	0	<0.1	2017/3/20	○	0.0005689	<0.05	○				
15	2017/3/6		DCS-27	46	前	50*2	0	0	<0.1	2017/3/20	○	0.0005689	<0.05	○				
16	2017/3/13		MIZ			50*2	0	0	<0.1	2017/3/20	○	0.0005689	<0.05	○				
17	2017/3/8		DAB-E			50*2	0	0	<0.1	2017/3/20	○	0.0005689	<0.05	○				